

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.916.0046

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.916.0045

2 Neuerungen

- Die Funktion **Anzeige ausschalten** ist nicht mehr verfügbar.

3 Verbesserungen

- Keine

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Falls mehrere Statistikvariablen verwendet wurden, mussten diese in aufsteigender Reihenfolge sortiert und lückenlos nummeriert werden (z. B. SMN1, SMN2, SMN3, **nicht** SMN1, SMN3, SMN4). Andernfalls wurden im PC/LIMS-Report die Einzelwerte der Statistikvariablen nicht ausgegeben.
- Unter **Resultate** wurde für die Befehle **STAT pH** und **STAT U** das Endvolumen nicht mit der korrekten Anzahl Dezimalstellen angezeigt.
- Bei **SET**-Titrationsen mit dem Stoppkriterium **Zeit** wurde nach 2'250 s Titrationsdauer die Titration abgebrochen, auch falls die Abschaltzeit noch nicht erreicht war.
- An diversen Stellen waren die Titelleisten unter **Freigegebener Speicher** falsch beschriftet.

■■■■■■■ 3