




Application Note AN-EIS-001

化学阻抗

第一部分 — 基本原理


化学阻抗(EIS)是一广泛用的多学科技,用于描述化学系的行特征。EIS 的与不同之在于,它能隔和区分定施加位下各物理和化学象的影 — 是 " "化学技无法做到的

。EIS 可用于研究一系列系,包括池、催化和腐程。近年来,EIS 在研究半体界面和子散方面也越来越受迎。本系列第一部分将重点介 EIS 量的基本原理。

EIS量原理


阻抗量基本原理是向所研究的体系施加小幅正弦激励信号,然后量,可以是流、或其他相信号。理化学体系

的典型 i-V 曲如 1 所示。



在恒位 EIS 中,特定率的低振幅正弦波 $E \sin(\omega t)$ 加在直流化 E_0 上。就生了加在直流流上的正弦波流 Δi

$\sin(\omega t + \phi)$ 。流随外加而偏移(2)。



$$\Delta i = \left(\frac{di}{dE} \right)_{E_0, i_0} \cdot \Delta E + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 i}{dE^2} \right)_{E_0, i_0} \cdot \Delta E^2 + \dots$$

E, Z :

$$Z_{\omega} = \frac{E_{\omega} (V)}{i_{\omega} (A)}$$

..., 100 kHz 0.1 Hz

...:

$$z = |Z| e^{j\varphi\omega}$$


,|Z| ,

∴

$$z = z' - j \cdot z''$$


,z',z''j = (-1)

3 ,Nyquist



Nyquist,Nyquist(),,Nyquist, 3

,Bode, 4



:

$$|z|^2 = (z')^2 + (z'')^2$$

$$\tan(\varphi) = \frac{-z''}{z'}$$

∴

$$z' = |z| \cos \varphi$$

$$-z'' = -|z| \sin \varphi$$

(EIS),,NyquistBode

CONTACT

117702
100085

marketing@metrohm.com.cn

器配置



VIONIC

VIONIC 是我的新一代恒位/恒流,由 Autolab 的新 INTELLO 件提供力。

相比目前市上任何一器,VIONIC 提供了**全面**的合格。

- 从: ± 50 V
- 准流 ± 6 A
- EIS 率: 10 MHz
- 采隔: 低至 $1 \mu s$

VIONIC 的价格中通常包括大多数其他器生的外用,例如:

- 化学阻抗 (EIS)
- 可浮配件
- 第二量 (S2)
- 模描



Autolab PGSTAT204

PGSTAT204 合了小巧格和模化。器包括基本恒位/恒流,其从 20 V,最大流 400 mA 或 10 A,与 BOOSTER10A 合使用。此恒位可随用附加模行展,例如 FRA32M 化学阻抗(EIS)模。


PGSTAT204 是一款惠的器,可置于室的任何位置。具有模和数字入/出,可控制 Autolab 附件和外部。PGSTAT204 包括内置模分器。与高性能的 NOVA 件用,可用于大多数准化学技。



Autolab PGSTAT302N

恒位/恒流,具有 30 V 从, 1 MHz,可与我的 FRA32M 模用,化学阻抗而。

PGSTAT302N 是流行的 PGSTAT30 的后款型。最大流 2 A,借助 BOOSTER20A 流范可展至 20 A,当流范 10 nA 流分辨率 30 fA。



FRA32M 提供了用于量阻抗的工具,与 Autolab 用可量化学阻抗。模允在 10 μ Hz 至 32 MHz 的率范中同行恒位和恒流阻抗量(与 Autolab PGSTAT 用限 1 MHz)。除了的 EIS 化学阻抗之外,NOVA 件允用其它外部信号,如旋的速或光源率,以量-流体或光制阻抗。FRA32M 模有功能大的匹配和真件,可分析阻抗数据。