

OMNIS 3.0 Software

3rd Party Data Integration, Konformität mit FDA 21 CFR Part 11, Client/Server und Langzeitsupport (LTS) gehören zu den neuesten Funktionen der Labordatenmanagement-Plattform von Metrohm.

Filderstadt, 2022

Metrohm freut sich, mit OMNIS 3.0 die neueste Version der Software für das Labordatenmanagement zu veröffentlichen. Features wie Konformität mit 21 FDA CFR part 11 (Compliance Package), Client/Server-Installation, 3rd-Party-Datenintegration und Long-Term-Support (LTS)-Versionen erfüllen die Anforderungen speziell im regulierten Umfeld. Mit dem Release von OMNIS 3.0 können nun auch alle aktuellen Geräte der Metrohm Titrando-Familie mit OMNIS gesteuert werden, was einen nahtlosen Übergang von Titrando zu OMNIS ermöglicht.

OMNIS Client/Server - die netzwerkfähige Version von OMNIS

OMNIS Client/Server ist die netzwerkfähige Version von OMNIS. OMNIS Client/Server hilft Anwendern, die Effizienz ihres Labors zu steigern, indem es eine einfache Zusammenarbeit und eine zentrale Verwaltung von Daten, Instrumenten, SOPs und Anwendern ermöglicht. Bis zu 100 Clients können in einem OMNIS Client/Server-Netzwerk zentral verwaltet werden.

OMNIS 3rd Party Data Integration - verbindet OMNIS mit Ihrem LIMS, ERP, ELN und mehr

OMNIS 3rd Party Data Integration ist eine sichere Schnittstelle, die auf der neuesten Web-Technologie basiert. Die OMNIS Web-API ermöglicht den nahtlosen Austausch von Daten zwischen OMNIS und jeder Art von Business-Management-Software von Drittanbietern (z.B. LIMS, ERP, ELN).

OMNIS Long-Term Support (LTS) - 5 Jahre garantierter Service und Support

Mit OMNIS LTS profitieren Anwender von 5 Jahren garantiertem Service und Support für ihre OMNIS LTS-Version ab der Veröffentlichung dieser Version. Während dieses Zeitraums werden Ihrer OMNIS LTS-Version keine neuen Funktionen hinzugefügt. Dies garantiert eine stabile Systemleistung und minimiert den Bedarf an aufwendigen Requalifizierungs- und Revalidierungsprozessen.

OMNIS Compliance Package - Sicherheit für das regulierte Umfeld

Das OMNIS Compliance-Paket bietet einen zentralen Audit-Trail für eine lückenlose Dokumentation gemäß den Anforderungen von FDA 21 CFR Part 11 und Eudralex, Volume 4, Annex 11.

Metrohm ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochpräzisen Geräten für die Labor- und Prozessanalytik. Das Unternehmen wurde 1943 von Ingenieur Bertold Suhner in Herisau in der Schweiz gegründet, wo sich nach wie vor der Hauptsitz befindet. Metrohm bietet ein breites Spektrum analytischer Methoden, von Titration über Ionenchromatographie bis hin zu Nahinfrarot- und Raman Spektroskopie, sowie mehrere andere Techniken. Die Produkte von Metrohm werden über eigene lokale Tochtergesellschaften und Exklusivvertretungen in mehr als 120 Ländern weltweit vertrieben. Unsere Mission ist es, Kunden jeglicher Branche dabei zu helfen die Qualität deren Produkte in jeder Phase des Herstellungsprozesses und darüber hinaus zu analysieren und zu erhalten. Seit 1982 ist Metrohm zu 100% im Besitz der Metrohm-Stiftung. Diese Stiftung hat den Zweck, gemeinnützige, philanthropische und kulturelle Projekte in der Ost-Schweiz zu unterstützen und vor allem die Unabhängigkeit der Firma zu gewährleisten.

Kontakt

Heiderose Reiser

Leitung Marketing
Metrohm Deutschland
+49 711 77088 0
heiderose.reiser@metrohm.de

