



Czas na OMNIS

Zamień dotychczasowy system sterujący na wszechstronne i elastyczne oprogramowanie OMNIS!

**Metrohm
means ...
Spectroscopy!**



**PEOPLE
YOU
CAN
TRUST**

 **Metrohm**
Polska

OMNIS – oprogramowanie, które oferuje dużo więcej...

Zamień Tiamo na OMNIS!

- **OMNIS** jest kompatybilny z **aparatami z serii Titrando***
- Metrohm nie gwarantuje pełnej zgodności Tiamo z Windows 11 oraz jego kolejnymi wersjami
- **sprzedaż** Tiamo zakończy się w **2024 roku**
- **wsparcie aplikacyjno-serwisowe** Tiamo potrwa tylko do **2029 roku**

Czas na OMNIS:





- **50% zniżka** przy zakupie każdego rodzaju licencji oprogramowania OMNIS
- **darmowe licencje** niezbędne do obsługi dotychczas posiadanych urządzeń/stanowisk współpracujących z Titrando, w przypadku zakupu oprogramowania OMNIS w wersji Client/Server

OMNIS jest dla każdego!

OMNIS jest dostępny jako oprogramowanie jedno-stanowiskowe **Stand-Alone** lub jako wielostanowiskowe oprogramowanie sieciowe **Client/Server** oferując funkcjonalności, które są niezbędne do efektywnej oraz wygodnej, codziennej pracy laboratoryjnej. OMNIS Client/Server umożliwia prostą współpracę i centralne zarządzanie wieloma urządzeniami, danymi, procedurami oraz użytkownikami. Aż **do 100 klientów** może być zintegrowanych w sieci **OMNIS Client/Server**.

Zamień Touch Control na OMNIS:

Wielu użytkowników aparatów serii Titrando* wykorzystuje do ich sterowania dotykowy panel sterujący Touch Control. Również Touch Control może zostać zastąpiony przez oprogramowanie OMNIS, zapewniając dalsze korzystanie z aparatów serii Titrando, nawet wówczas gdy zakończy się wsparcie aplikacyjno-serwisowe Touch Control. Wszyscy korzystający z Touch Control kontrolującego Titrando mogą skorzystać z akcji promocyjnej „Czas na OMNIS”.



* Dotyczy urządzeń: Titrando 851, 852, 888, 890, 901, 902, 904, 905, 906, 907; 856 Conductivity Module; 867 pH Module; 814 USB Sample Processor; 815 Robotic USB Sample Processor XL; 855 Robotic Titrator.

ORDERING INFORMATION

606000000	OMNIS Software storage device	Pakiet instalacyjny oprogramowania OMNIS.
606002010	1x Instrument License	Licencja na jedno dodatkowe urządzenie
606002012	5x Instrument License Package	Pakiet licencji na pięć dodatkowych urządzeń
606002013	10x Instrument License Package	Pakiet licencji na dziesięć dodatkowych urządzeń
606002110	OMNIS Client/Server: 1 instrument license	Licencja na jedno dodatkowe urządzenie pracujące w środowisku Client/Server
606002111	OMNIS Client/Server: 5 instrument licenses	Pakiet licencji na pięć dodatkowych urządzeń pracujących w środowisku Client/Server
606002113	OMNIS Client/Server: 10 instrument licenses	Pakiet licencji na dziesięć dodatkowych urządzeń pracujących w środowisku Client/Server
606002114	OMNIS Client/Server: 25 instrument licenses	Pakiet licencji na dwadzieścia pięć dodatkowych urządzeń pracujących w środowisku Client/Server
606003010	OMNIS Stand-Alone licence with 1 instrument licence	Licencja umożliwiająca stworzenie autonomicznego stanowiska w ramach systemu Windows, pozwalająca na wykonywanie analiz na jednym stanowisku pomiarowym
606003012	OMNIS Stand-Alone License with 2 instrument licenses	Licencja umożliwiająca stworzenia autonomicznego stanowiska w ramach systemu Windows, pozwalająca na wykonywanie analiz na dwóch stanowiskach pomiarowych
606003110	OMNIS Client/Server license with 1 instrument licence	Licencja umożliwiająca stworzenie wielu autonomicznych stanowisk klienckich na różnych komputerach, które będą centralnie zarządzane przez komputer serwerowy
606004010	Regulation/Compliance Stand Alone	Licencja zapewniająca pełną integralność danych (ALCOA/ALCOA+) w ramach stanowiska autonomicznego
606004011	Software License Compliance/Regulation Client/Server	Licencja zapewniająca pełną integralność danych (ALCOA/ALCOA+) w ramach wielu stanowisk autonomicznych pracujących w środowisku Client/Server
606004020	Software license 3rd Party Data Integration Stand-Alone	Licencja pozwalająca na ustanowienie 2-kierunkowej komunikacji między oprogramowaniem OMNIS (stanowisko autonomiczne) a siecią LIMS
606004050	OMNIS OQ-FS License	Licencja niezbędna do przeprowadzenia czynności serwisowych w zakresie kwalifikacji operacyjnej (OQ)
606004120	3rd Party Data Integration Client/Server	Licencja pozwalająca na ustawienie 2-kierunkowej komunikacji między oprogramowaniem OMNIS (stanowisko autonomiczne w środowisku Client/Server) a siecią LIMS