

# MagIC Net - Update 4.0

Die bevorzugte  
Software für die  
Ionenchromatographie

PEOPLE  
YOU  
CAN  
TRUST

MagIC Net

 **Metrohm**


# MagIC Net ist die Software zur Steuerung Ihres Ionenchromatographen

MagIC Net 4.0 enthält Methodenvorlagen für alle Metrohm Trennsäulen inklusive der neu eingeführten Metrosep A Supp 18 -150/4.0 und die Metrosep A Supp 18 - 250/4.0.

## PERFORMANCE

MagIC Net 4.0 läuft mit der aktuellen Java-Version 11 und der aktuellen Fast-Objects-Datenbank-Version 14. Dadurch ergibt sich eine deutlich verbesserte Performance (z.B. bei der Nachberechnung von Bestimmungen).

Durch die Implementierung der aktuellen Versionen ist der Support von MagIC Net auch in Zukunft gesichert.



Verbesserte Performance: Die Nachbearbeitung von Bestimmungen funktioniert unter MagIC Net 4.0 bis zu 4x schneller als mit älteren Versionen

## KOMPATIBILITÄT

MagIC Net 4.0 wird als 64-Bit-Version installiert und unterstützt aktuell die folgenden Windows-Versionen (nur 64-Bit):

- Windows 10 Pro / Enterprise
- Windows Server 2012 R2 / 2016 /2019

**Vorteil:** MagIC Net 4.0 passt sich den Skalierungseinstellungen von Windows an und kann somit auch auf hochauflösenden Monitoren verwendet werden.

## BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Verbesserte Fehlermeldungen, Dialogtexte und Online-Hilfe:  
Verschiedene Fehlermeldungen, Dialogtexte und die Online-Hilfe wurden präzisiert und mit zusätzlichen Informationen ergänzt.

**Vorteil:** Fehler können so durch den Anwender schneller eingegrenzt und beseitigt werden. Eine Bedienung der Software und die Unterstützung durch die Online-Hilfe wird nochmals komfortabler.

## SICHERHEIT

Zur Konfiguration der Zugriffsrechte für verschiedene Benutzergruppen stehen neue, zusätzliche Optionen zur Verfügung.

**Vorteil:** MagIC Net kann so noch besser an die Anforderungen der einzelnen Benutzer angepasst werden. Das bietet zusätzliche Sicherheit bei der Bedienung.

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit der neuen Softwareversion wurden verschiedene bekannte Softwarefehler behoben.

**Vorteil:** Dadurch ist der Betrieb der Software noch zuverlässiger und robuster. Details dazu sind im Dokument „Release Notes MagIC Net 4.0“ beschrieben.

PC-Systemanforderung
Arbeitsspeicher 8 GB
Freier Festplattenspeicher 1 GB für Programm
Freier Speicher für Daten mind. 50 GB
Prozessor: mind. Intel Core i5 oder höher (bzw. vergleichbar)
Betriebssysteme:
Windows 10 Pro / Enterprise
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
USB Schnittstelle für Geräte mit USB Schnittstelle
Serielle Schnittstelle für Geräte mit RS232 Schnittstelle
Internetanbindung zur Nutzung von Metrohm Remote Support (Teamviewer)
Zusätzliche Systemvoraussetzung für MagIC Net Server
Datenleitung 10 MBit/s, stabil und permanent
Kommunikation mittels TCP/ IP
Der Windows-Benutzer muss über Administrator-Rechte verfügen, damit die MagIC Net Software installiert werden kann

## BESTELLINFORMATIONEN

### Neuinstallationen

6.6059.401	MagIC Net 4.0 Compact: 1 Lizenz
6.6059.402	MagIC Net 4.0 Professional: 1 Lizenz
6.6059.403	MagIC Net 4.0 Multi: 3 Lizenzen
6.6059.041	MagIC Net 4.X Multi: 1 Zusatzlizenz
6.6059.042	MagIC Net 4.x Multi: 5 Zusatzlizenzen
6.6059.043	MagIC Net 4.x Multi: 10 Zusatzlizenzen

### Upgrade

6.6059.393	MagIC Net 2.x/3.x Basic Upgrade zu MagIC Net 4.x Basic: 1 Lizenz
6.6059.394	MagIC Net 2.x/3.x Compact Upgrade zu MagIC Net 4.x Compact: 1 Lizenz
6.6059.395	MagIC Net 2.x/3.x Professional Upgrade zu MagIC Net 4.x Professional: 1 Lizenz
6.6059.399	MagIC Net 2.x/3.x Multi Upgrade zu MagIC Net 4.x Multi: 3 Lizenzen
6.6059.036	MagIC Net Multi - 1 Zusatzlizenz Upgrade von Version 2.x/3.x auf Version 4.x
6.6059.037	MagIC Net Multi - 5 Zusatzlizenzen Upgrade von Version 2.x/3.x auf Version 4.x
6.6059.038	MagIC Net Multi - 10 Zusatzlizenzen Upgrade von Version 2.x/3.x auf Version 4.x

UPGRADE-  
ANGEBOT  
ANFORDERN  
FÜR IHRE  
BESTEHENDE LIZENZ  
[info@metrohm.de](mailto:info@metrohm.de)

[www.metrohm.de](http://www.metrohm.de)