

# Unitrode mit Steckkopf U



## NEU

Die bewährte Unitrode mit Pt 1000-Temperaturfühler  
jetzt auch mit abnehmbaren Elektrodenkabel



## Die Vorteile auf einem Blick

- **Preisvorteil:** Niedrigerer Wiederbeschaffungspreis als für eine Elektrode mit Fixkabel
- **Einfache Aufbewahrung:** Die Elektrode kann leicht zwischen Messserien aufbewahrt werden. Es ist kein Kabel im Weg, da dieses getrennt gelagert werden / am Gerät bleiben kann.
- **Schneller Elektrodenwechsel / Einfache Montage auch in automatisierten Systemen:** Das Kabel bleibt im Titrationssystem fix installiert, es muss lediglich der Sensor am Titrationskopf gewechselt werden.
- **Metrohm's Beitrag zum Umweltschutz:** Reduzierung von Kabelabfällen
- **Zuverlässigkeit:** Der einzigartige Mehrpolstecker für Laborelektroden bietet eine hohe Signalsicherheit durch vergoldete Kontakte.

### Bestellinformation

6.0258.600	LL Unitrode Pt 1000 (Steckkopf U)
6.2104.600	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker F, 2 x B, 1 m
6.2104.610	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker F, 2 x B, 2 m

Besuchen Sie uns auf [www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)