

Mediciones fiables del pH en análisis de rutina



NUEVO

El probado Ecotrode ahora también como electrodo de gel exento de mantenimiento con indicador de envejecimiento



Siempre dentro del rango de operación aceptable: con el uso del electrodo, la zona descolorada va creciendo gradualmente hacia la marca.

Ventajas

- Ideal para **mediciones de rutina** con tipos de muestras similares
- **Electrolitos de gel que no exigen mantenimiento:** no es necesario rellenar o controlar el electrolito
- **Fiabilidad en la medición gracias al indicador de envejecimiento:** el gel blanco va perdiendo color con el uso. Mientras la zona descolorada se encuentra debajo de la marca, la precisión de los resultados está garantizada.

Referencias para pedidos

6.0221.100	Ecotrode Gel (cabeza enchufable G)
6.0221.100	Ecotrode Gel (cabeza enchufable U)
6.2104.020	Cable de electrodo con cabeza enchufable G / enchufe F
6.2104.600	Cable de electrodo con cabeza enchufable U / enchufe F, 2 x B, 1 m

Visítenos en www.metrohm.com