

Unitrode easyClean



Sensor de pH de altas prestaciones con limpieza de diafragma pulsando un botón

NUEVO: El sensor de uso universal y probada eficacia con sonda de temperatura Pt1000 viene ahora con un diafragma easyClean: ¡realmente impecable!



Las ventajas más destacables

- De uso universal, también en muestras difíciles
- Resistencia a las altas temperaturas y muy bajo error alcalino
- Limpieza sencilla del diafragma sin tocarlo
- Menor profundidad de inmersión gracias a la forma optimizada de la membrana
- Con sonda de temperatura Pt1000 incluida
- Equipamiento opcional: Electrolito externo Idrolyte para temperaturas de 80–100 °C
- Para las familias de instrumentos Titrino Plus, Ti-Touch y Titrand

Información para los pedidos

| | |
|------------|--|
| 6.0260.010 | Unitrode easyClean, 1.2 m de cable fijo, conector F + 1 x 2 mm |
| 6.0260.020 | Unitrode easyClean, 2 m de cable fijo, conector F + 1 x 2 mm |
| 6.2308.040 | Idrolyte, 250 mL |
| 6.2308.020 | Electrolito KCl 3 mol/L (250 mL) |
| 6.2323.000 | Solución de almacenamiento |
| 6.2325.000 | pHit kit |



www.metrohm.com

 **Metrohm**