



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG COMBUSTION MODULE

Phụ kiện sẽ được lắp đặt vào lúc bảo dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Đầu kết nối nhanh d6/61.6/d3.2 40°	3
Màng ngăn	5
Đầu kết nối nhanh góc	2
Vật liệu hấp thụ	3
Vòng đệm lớn cho ABD	1
Vòng đệm nhỏ cho ABD	1
Màng ngăn cho ống rửa	1

Các phụ kiện làm kín và một số phụ tùng tiêu hao cần thiết trong quá trình sử dụng thiết bị cần được thay thế khi sau một thời gian vận hành. Bộ phụ kiện bảo dưỡng này được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5739.010 Phụ kiện bảo dưỡng combustion module