



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BƠM CAO ÁP IC CƠ BẢN

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Đầu lọc pha động	5
Màng lọc	10
Vòng đệm cho piston	2

Nhằm đảm bảo cho hệ thống sắc ký ion ổn định hơn trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện dưỡng bơm cao áp cơ bản được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5733.050 Phụ kiện bảo dưỡng cho bơm cao áp IC BS