



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BƠM CAO ÁP IC

Phụ kiện sẽ được lắp đặt vào lúc bảo dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Đầu lọc pha động	5
Màng lọc	10
Van đầu ra	1
Van đầu vào	1
Vòng đệm cho piston	2
Hộp piston gồm trục, lò xo và vòng đệm	2

Nhằm đảm bảo cho hệ thống sắc ký ion luôn ổn định và chính xác trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện dưỡng bơm cao áp được khuyến nghị thay thế hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5733.030 Phụ kiện bảo dưỡng cho bơm cao áp PEEK IC