



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BƠM NHU ĐỘNG IC

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ tùng bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Dây bơm nhu động	4
Tấm lọc 2µm	10

Nhằm đảm bảo cho bơm nhu động luôn hoạt động ổn định trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện bảo dưỡng khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5733.040 Phụ kiện bảo dưỡng bơm nhu động IC