



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BURET DOSING UNIT

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Bộ piston và xilanh sử dụng cho DU	1
Ống dẫn mẫu M6 40	1
Đầu tip chuẩn độ	1
Ống dẫn mẫu M6 250/2mm	1

Nhằm đảm bảo độ chính xác của buret trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5734.010	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU 02ml
6.5734.020	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU 05ml
6.5734.030	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU 10ml
6.5734.040	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU 20ml
6.5734.050	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU 50ml