



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BURET EXCHANGE UNIT

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Bộ piston và xilanh sử dụng cho EU	1
Ống dẫn mẫu M6 40, M6 25, M6 18	1
Ống dẫn mẫu M6 250/2mm	1
Đầu tip chuẩn độ	1

Nhằm đảm bảo độ chính xác của buret trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5734.110	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 01ml
6.5734.120	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 05ml
6.5734.130	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 10ml
6.5734.140	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 20ml
6.5734.150	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 50ml