



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG CỐC ĐO KF VOLUMETER

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Màng ngăn tiêu mẫu trên cốc chuẩn độ KfV	5
Vòng đệm trên cốc chuẩn độ KfV	1

Hơi ẩm từ bên ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả nếu cốc chuẩn độ KfV không được làm kín bởi các vòng đệm. Bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5732.120 Phụ kiện bảo dưỡng máy KfV