



#### PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG MÁY 797 CVS

Phụ kiện sẽ  
được lắp đặt  
vào lúc bảo  
dưỡng

### Danh sách phụ kiện bao gồm

| Tên phụ kiện               | Số lượng |
|----------------------------|----------|
| Trục dẫn điện cực đĩa quay | 1        |
| Ống dẫn mẫu 4 cổng         | 1        |
| Dây truyền động            | 3        |
| Điện cực so sánh Ag/AgCl   | 1        |
| Điện cực thủy tinh Pt      | 1        |

Nhằm đảm bảo cho hệ thống 884/894 hoạt động ổn định, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ sau 2 năm sử dụng.

#### Thông tin đặt hàng

6.5735.010    Phụ kiện bảo dưỡng 797 CVS