



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG MÁY 884/894 CVS

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Trục dẫn điện cực đĩa quay	1
Ống dẫn mẫu 4 cổng	1
Dây truyền động	3
Khớp truyền động	1
Giá đỡ	1
Đầu nối	9

Nhằm đảm bảo cho hệ thống 884/894 hoạt động ổn định, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ sau 2 năm sử dụng.

Thông tin đặt hàng

6.5735.020 Phụ kiện bảo dưỡng 884/894 CVS