




PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BURET DOSING UNIT CƠ BẢN

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Bộ piston và xilanh sử dụng cho DU	1
Van một chiều	1

Nhằm đảm bảo độ chính xác của buret trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5734.011	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU02 BS
6.5734.021	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU05 BS
6.5734.031	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU10 BS
6.5734.041	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU20 BS
6.5734.051	Phụ kiện bảo dưỡng buret DU50 BS