



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BURET EXCHANGE UNIT CƠ BẢN

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Bộ piston và xilanh sử dụng cho EU	1
Van một chiều	1

Nhằm đảm bảo độ chính xác của buret trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5734.161	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 01ml BS
6.5734.171	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 05ml BS
6.5734.181	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 10ml BS
6.5734.191	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 20ml BS
6.5734.201	Phụ kiện bảo dưỡng buret EU 50ml BS