




PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG BƠM NHU ĐỘNG OMNIS AUTOMATION

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Ống dây PTFE M8/66.5cm	1
Đầu ống hút thải tự động	1
Ống dẫn cho đầu hút thải tự động	3
Ống dây PTFE M6/66.5cm	3
Dây bơm nhu động Pharm-A-line	2
Kẹp dây bơm nhu động	2

Nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và chính xác trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện dưỡng bơm nhu động 2 kênh được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5700.030 Phụ kiện bảo dưỡng cho bơm nhu động OMNIS AUTOMATION