



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG LÒ 885, 874, 860, 832

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Hạt hút ẩm 250 Gr	1
Ống dẫn dung dịch cho thiết bị KF	1
Lọc bụi 32mm 743/774/832/873	1
Vòng đệm MQV d=7.59, s=2.62	2
Vòng đệm 10,82/1,78	2

Nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và chính xác trong suốt thời gian vận hành, bộ phụ kiện dưỡng lò gia nhiệt mẫu được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

65732230 Phụ kiện bảo dưỡng cho lò 885, 874, 860, 832