



PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG CỐC ĐO KF COULOMETER

Phụ kiện sẽ
được lắp đặt
vào lúc bảo
dưỡng

Danh sách phụ kiện bao gồm

Tên phụ kiện	Số lượng
Màng ngăn tiêu mẫu trên cốc chuẩn độ KFC	5
Màng PTFE SGJ14	3
Màng PTFE SGJ19	1
Màng PTFE SGJ29	1

Hơi ẩm từ bên ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của kết quả nếu cốc chuẩn độ KFC không được làm kín bởi các màng ngăn. Bộ phụ kiện bảo dưỡng được khuyến nghị thay thế định kỳ hằng năm.

Thông tin đặt hàng

6.5732.020 Phụ kiện bảo dưỡng cốc đo KFC