



# OMNIS 奥秘一代 近红外光谱仪

更快速、更简单、更高效的  
振动光谱

PEOPLE  
YOU  
CAN  
TRUST

 **Metrohm**  
瑞士万通中国

# GOOD VIBES

WITH OMNIS NIRS

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪  
共谱实验室轻松氛围！



开启极速体验



1

更快速



**近乎光速的测量速度**

您是否正在面临越来越多的样品和参数分析？使用 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪，您可以在几秒钟内同时测量多个质量控制参数。所有样品均可在10秒内完成测量。

**精准的温度控制**

在 25°C 至 80°C 之间对样品进行快速准确的加热和冷却。借助多个温度传感器和智能算法，您可以直接对样品进行温度控制。

**无缝测量固体和液体样品**

无需等待，也无需调整系统，您只需定义样品列表和操作程序，就可以不间断地处理所有固体和液体样品。



1秒钟内获得  
300张光谱

# 就是如此简单



# 2

### 一键自动建模

将近红外光谱的模型开发工作交给 OMNIS 奥秘一代模型开发器 (OMD)，使您的工作更加轻松。您只需要选择样品，一键点击，模型即可计算出来。

### 适用于实验室和在线过程控制

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪和瑞士万通近红外在线解决方案 (2060 在线近红外光谱仪) 基于相同的硬件技术和软件，这使得设备之间的数据传输十分便利，您可以轻松将近红外光谱技术从实验室拓展到在线过程控制。

### 自动识别样品容器

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪可自动识别样品容器并自动开始测量。您只需放入样品，等待几秒，仪器即可显示所有参数的测量结果。

# 更简单



无需样品前处理  
无需化学品  
无废弃物



# 更高效



### 卓越的集成功能

OMNIS 奥秘一代是一个集成分析平台，可以整合多种分析技术。方便数据和系统管理，简化系统与 LIMS 的整合，降低维护和培训成本。

### 滴定和近红外光谱联用

将您的 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪与瑞士万通电位滴定仪联用，可使您的日常分析工作更加高效。先使用 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪筛选样品，再通过电位滴定仪自动验证结果。

### 大幅度提高样品通量

瑞士万通和 OMNIS 奥秘一代在自动化和液体处理方面拥有数十年的经验。使用配备 OMNIS 奥秘一代机器人样品处理器的 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪，可在完全无人值守的情况下分析大批量液体和固体样品。



全自动测量多达  
500个样品

# 瑞士品质 经久耐用

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪完全在瑞士研发和制造，采用坚固耐用的部件，确保仪器可靠运行多年。OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪具有 IP54 防护等级，不仅适用于实验室，还适用于生产车间。瑞士万通的质量保证同样适用于 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪：

- 3年仪器质量保证\*
- 5年软件支持保证
- 10年仪器停产后的备件供应保证

\* 首年享受免费质保，次年起重签约维护保养服务方可享受。



## 服务网络 遍布全国

瑞士万通在国内设有5个办事处、5个应用实验室、4个联合实验室、5个维修中心。我们的认证服务工程师和应用专家可随时为您提供专业的服务和支

# GOOD VIBES 瑞士制造

## OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪 共谱实验室轻松氛围！



[www.metrohm.cn](http://www.metrohm.cn)

<https://www.metrohm.cn>  
[marketing@metrohm.com.cn](mailto:marketing@metrohm.com.cn)  
400-604-0088



瑞士万通订阅号 瑞士万通服务号