



Doppel Pt Ringelektrode für die Volumetrie

6.00346.100

Indikatorelektrode für die Karl Fischer Titration, welche durch die beiden eingeschmolzenen Platin-Ringe robuster und einfacher zu reinigen ist, als die herkömmliche Platin-Stift Elektrode (6.0338.100).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02104.040	Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 0.55 m Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.050 Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 1.5 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F

For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).

