



Messmodul analog

6.02101.011


Analoger Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von analogen Elektroden. Kompatibel mit OMNIS Software Versionen 2.18 oder höher.

Lieferumfang 6.02101.011

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	6.2621.140	Hexagon key 2.5 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02104.000	Electrode cable plug-in head G / plug P, 0.55 m Cable for connecting an analog electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.	
6.02104.010	Electrode cable plug-in head G / plug P, 1.5 m Cable for connecting an analog electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.	
6.02104.020	Electrode cable plug-in head G (temp.) / plug P, 0.55 m Cable for connecting a temperature sensor (head G) to an analog measuring module from OMNIS.	
6.02104.030	Electrode cable plug-in head G (temp.) / plug P, 1.5 m Cable for connecting a temperature sensor (head G) to an analog measuring module from OMNIS.	

6.02104.040 Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 0.55 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.050 Electrode cable plug-in head G (pol.) / plug P, 1.5 m

Cable for connecting an analog polarizable electrode (plug-in head G) to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.600 Electrode cable plug-in head U / plug P, 0.55 m

Cable for connecting an electrode with plug-in head U to an analog measuring module from OMNIS.



6.02104.610 Electrode cable plug-in head U / plug P, 1.5 m

Cable for connecting an electrode with plug-in head U to an analog measuring module from OMNIS.



6.02105.000 Cable strand, length 0.55 m

Electrode cables (1x banana plug 4 mm, 1x banana plug 2 mm) to connect a disconnected reference electrode to an analog measuring input in an OMNIS titration system.



6.02105.010 Cable strand, length 1.5 m

Electrode cables (1x banana plug 4 mm, 1x banana plug 2 mm) to connect a disconnected reference electrode to an analog measuring input in an OMNIS titration system, length 1.5 m.

