



## Pt-Titrode

6.0431.100

Kombinierte Platinringeletrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Redox titrationen bei konstant bleibendem pH Wert, z.B.

- Iodometrie
- Chromatometrie
- Cerimetrie
- Permanganometrie

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

Lieferumfang 6.0431.100

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm

Sleeve with SGJ 14/12 mm, polyethylene.



---

1 PCS

6.2008.040

Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder. it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



# Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                              |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020 | Electrode cable / 1 m / F<br><br>For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F). |  |

---