



Nucleosil 5SA 2 Guard-Kartusche/4.0

6.1007.110

Zur Schonung der analytischen Trennsäule Nucleosil 5SA - 125/4.0. Benötigt den Halter 6.2821.140 zum Anschluss an die analytische Säule.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2821.140	Holder for Nucleosil 5SA 2 Guard cartridge/4.0
	Holder for the Nucleosil 5SA Guard cartridge/4.0 for connection to the analytic separation column.

