



Super-Sep - 100/4.6

6.1009.000

Zusätzlich zur Analyse der Standardanionen ohne chemische Suppression kann diese Säule für eine Reihe von Spezialapplikationen verwendet werden. Mit der IC-Anionensäule Super-Sep - 100 /4.6 gelingt der Phosphatnachweis mit alkalischem Eluenten. Mit geeignetem Eluenten können Formiat, Acetat und Fluorid getrennt werden. Insgesamt ist es eine Säule mit sehr guter Trennleistung.

Lieferumfang 6.1009.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper
		For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.1009.010 Super-Sep Guard/4.6

For the protection of the Super-Sep - 100/4.6 analytic separation column

