



Vision Air 2.0 Complete

6.6072.208

Vision Air - Universelle Spektroskopie Software.

Vision Air Complete ist eine moderne und einfach zu bedienende Softwarelösung für den Einsatz im regulierten Umfeld.

Die Vorteile von Vision Air im Überblick:

- Individuelle Softwareanwendungen mit angepassten Nutzeroberflächen gewährleisten eine intuitive und einfache Bedienung
- Einfache Erstellung und Wartung von Arbeitsvorschriften
- SQL Datenbank für ein sicheres und einfaches Datenmanagement

Die Version Vision Air Complete (66072208) beinhaltet alle Anwendungen für die Qualitätssicherung mittels Vis-NIR Spektroskopie:

- Anwendung für das Instrumenten- und Datenmanagement
- Anwendung für die Methodenentwicklung

- Anwendung für die Routineanalyse

Weitere Vision Air Complete Lösungen:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.6072.201	Vision Air 2.0 Vision Air - Universal spectroscopy software Vision Air is a modern and simple-to-operate software solution. Overview of the advantages of Vision Air: • Individual software applications with adapted user interfaces ensure intuitive and simple operation • Simple creation and maintenance of operating procedures • SQL database for safe and simple data management The Vision Air version (66072201) contains the following applications: • Application for instrument and data management • Application for routine analysis Select this version when you already have a software for method development (Vision, PLS_Toolbox or Unscrambler®).



6.6072.300

Pre-calibration for the lumber industry

Pre-calibration for the determination of the kappa number and density as well as breaking, tensile and buckling strength in wood pulp by means of NIR spectroscopy.



6.6072.301

Pre-calibration for the analysis of polyols

Pre-calibration for determination of the hydroxyl number in polyols by means of NIR spectroscopy.



6.6072.302

Pre-calibration for crude palm oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm oil.



6.6072.303

Pre-calibration for crude palm kernel oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm kernel oil.



6.6072.304 Pre-calibration for RBD palm oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in RBD palm oil



6.6072.305 Pre-calibration for diesel analysis

Determination of cetane index und cetane number, as well as density, cold filter plugging point, flash point and sulfur in diesel fuel.




6.6072.306 Pre-calibration for gasoline analysis

Determination of octane number, LCI, benzene, aromatic compounds, olefins, oxygen and density in gasoline.



6.6072.307 Pre-calibration for kerosine analysis

Determination of cetane index, aromatic compounds, density, flash point, hydrogen, viscosity and other parameters in kerosine.



Pre-calibration for determination of the NCO number in isocyanate using NIR spectroscopy.