



TacticID-N Plus Raman-Handspektrometer


BWT-840000994

Das TacticID[®] -N Plus ist ein Raman-Handspektrometer für den Feldeinsatz, das für die kontaktfreie forensische Analyse von Betäubungsmitteln, pharmazeutischen Drogen, Streckmitteln und ihren Vorstufen durch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen ist.

Dank intuitivem Workflow und Touchscreen können Proben durch undurchsichtige und transparente Verpackungen zerstörungsfrei analysiert werden. Den Benutzern, z. B. Sicherheitspersonal, Einsatzkräften (etwa von Strafverfolgungsbehörden), Zoll und Grenzschutz sowie Bombenräumkommandos und Teams zur Gefahrstoffbeseitigung, wird der Gefährdungsgrad klar und deutlich angezeigt, sodass sie selbst bei minimalem Kontakt mit der Probe schnell reagieren können. Das TacticID-N Plus greift auf die laborbewährte Raman-Spektroskopie zurück und ermöglicht Benutzern eine Echtzeit-Identifikation von illegalen Substanzen ohne Beeinträchtigung der Integrität der Probe oder der Beweiskette.

Benutzer von TacticID-N Plus haben Zugriff auf regelmässige Bibliothek-Updates. Die Identifikationsfunktionen bleiben somit immer auf dem neuesten Stand und der Nachweis neu auftretender Betäubungsmittel stellt kein Problem dar.

Lieferumfang BWT-840000994

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 PCS	BWT-840000101	Laser safety goggles (785 nm) Laser safety goggles for 785 nm lasers – suitable only for Class IIIB laser systems from B&W Tek 
1 PCS	BWT-840000295	Vials for liquids, 15 mm in diameter Borosilicate glass vials (diameter 15 mm), package of 6, with pouch. 
1 PCS	BWT-840000354	Pouch for adapters (NR2-PCH-ADPT) Pouch for handheld Raman adapters compatible with NanoRam-1064, TacticID-N Plus, and TacticID Mobile. NR2-PCH-ADPT 
1 PCS	BWT-840000403	10.8 V rechargeable lithium ion battery Rechargeable lithium-ion battery: fits TacticID-N Plus, TacticID Mobile, and NanoRam-1064. TID-BAT 

1 PCS

BWT-840000406 TacticID Vial-Holder Adapter

TacticID Vial-Holder Adapter, compatible with 15 mm-diameter vials.



1 PCS

BWT-840000414 18 V Power Adapter

Power adapter for 18 V DC, 1.67 A. Plugs for USA, EU, UK and AU included in the scope of delivery.

TID-PWA



1 PCS

BWT-840000416 TacticID Point-and-Shoot adapter

TacticID Point-and-Shoot adapter.



1 PCS

BWT-840000417 TacticID Validation Cap

TacticID Validation Cap with integrated ASTM-standard polystyrene. For use with TacticID-N Plus and TacticID-GP Plus.



1 PCS

BWT-840000419 TactiD Stylus/pen combo

Stylus/pen combo for touch screens (package of 5).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000422 TactiD Carrying Case

TactiD hard plastic rugged carrying case.



1 PCS

BWT-840000429 TactiD-N shaft protection cap (Black)

TactiD-N and TactiD-N Plus shaft protection cap (Black).

TID-CAP-N



1 PCS

BWT-840000528 TacPac™ Kit for TactiD-N Plus

TAP-KIT-T is a SERS Analysis kit for use with the TactiD-N Plus for Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. This kit includes a black pouch, Tweezer, SERS Analysis Adaptor, and 25 SERS substrates



SERS analysis kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Includes: tweezers, TacPac adaptor, 25 SERS strips.

TAP-KIT-T

1 PCS

BWT-840000858 USB cable

USB cable supporting micro USB port up to type A USB 2.0.



1 PCS

BWT-840000948 USB OTG Host Cable

USB OTG host cable for data transmission between a USB flash drive and a handheld system.



1 PCS

BWT-840000981 TID-SFW-PS TacticID Plus Software


USB flash drive containing TacticID Plus TID software for PC, TID installation package and TacticID Plus Product Manuals.




1 PCS

BWT-840001251 TacticID Illicit and General Chemicals Library

TacticID N Plus library of illicit materials includes drugs, TICs, TIMs, precursors, and general chemicals.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
607506480	SERS Discovery Kit	
	Introductory kit for SERS analysis containing gold and silver P-SERS strips and gold and silver colloids.	
BWT-840000294	Battery Charging Cradle	
	Lithium-ion battery charging cradle.(for charging NR-BAT and TID-BAT only).	
BWT-840000329	Pouch for 15 mm Vials	
	Pouch for 15 mm vials.	
BWT-840000353	Shaft Protection Cap	
	Handheld Raman shaft protective cap, package of 10.	

BWT-840000361 Handheld Laser Power Meter

Laser Power Meter, Pen Type, Calibrated. Range: 5 micro-Watts to 1 Watt. Used in OQ/PQ and annual certification laser power measurement.



BWT-840000491 TacticID Right-Angle Adapter

TacticID Right-Angle Adapter.



BWT-840000498 Disposable Battery Cartridge

TacticID battery cartridge for use with six type 123A disposable batteries (e.g. Surefire). Batteries not included.



BWT-840000524 TacPac™ Adapter

SERS analysis adapter for use with TacPac™-P SERS substrates.




BWT-840000603 Pouch for TacticID Adapters

TacticID (785 nm) Pouch for Adapters



BWT-840000669 TacticID Car Charger

Car charger for TacticID-N Plus.



BWT-840000912 O-ring replacement kit for handheld Raman instruments

Handheld Raman O-ring replacement kit –(for shaft only).

Kit includes: O-Ring#1 ID 9.00 mm x15 and O-Ring#2 ID 10.00 mm x15
(TacticID-N Plus, TacticID Mobile, and NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000976 Common Chemicals, Narcotics, Solvents and Plastics Spectral Library
(TacticID Plus)

Raman Spectral Library for TacticID Plus with more than 1,180 spectra of
common chemicals, narcotics, solvents and plastics. Includes NFPA704
and GHS safety instructions.



BWT-840001124 TacPac sample preparation kit (package of 25)

SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 25 SERS substrates included.

TAP-SAM25



BWT-840001125 TacPac sample preparation kit (package of 50)

SERS analysis sample preparation kit for use with Raman handheld spectrometers from B&W Tek. For Raman signal amplification and fluorescence reduction of hard-to-measure samples. For use with 785 nm laser excitation. Disposable plastic single-use laboratory spatula, pipettes and PP graduated microcentrifuge tubes (2 ml) used to prepare samples for testing with TacPac™ SERS. Package of 50 SERS substrates included.

TAP-SAM50

