





Solid Autosampler CIC (TEI)

2.0136.0620

El Solid Autosampler CIC (TEI) se utiliza para el análisis automatizado de muestras sólidas mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con los Boat Introduction Modules (6.07311.010 o 6.07311.020). Se incluye una gradilla de muestras para materia sólida n.º 1 (6.07312.010) y una tapa para la gradilla de muestras.

Partes/accesorios 2.0136.0620

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.0136.0620	Solid Autosampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07312.010

Solid sample tray no. 1

Solid sample tray no. 1 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.07312.020	Solid sample tray no. 2	
	Solid sample tray no. 2 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.	
6.07312.030	Solid sample tray no. 3	
	Solid sample tray no. 3 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.	