




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

El GLS Sampler CIC (TEI) se utiliza para analizar el gas líquido o los gases a presión elevada mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con el Liquid Introduction Module manual y también con el automatizado para el Combustion Oven (TEI).

Partes/accesorios 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.07314.010	Needle for GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Replacement needle for sample injection with the GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.020	Needle coupling for GLS Sampler CIC (TEI)
-------------	---

Coupling to connect the injection needle with the sample flow path of the GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.030	Quick connect, Swagelok, for GLS Sampler CIC (TEI)
-------------	--

Quick connect for sample cartridge for connection to the GLS Sampler CIC (TEI).



6.07314.040	Hood for GLS Sampler CIC (TEI)
-------------	--------------------------------

Acrylic glass cover for the GLS Sampler CIC (TEI) which can be connected to a fume cupboard.

