



802 Stirrer para cambiador de muestras

2.802.0020

Agitador de varilla para cambiador de muestras y Sample Processor.

Con hélice de agitador 6.1909.020 de 104 mm y cable montado fijo.

Partes/accesorios 2.802.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand Rod stirrer with separate 6.2137.000 Speed controller and 6.1909.010 Propeller stirrer.



1 PCS

6.1909.020

Stirring propeller / 95 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 104 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1909.050	Stirring propeller / 102 mm Propeller for 802 Stirrer when this is used with sample racks for 120 mL beakers (6.1459.300)	
6.1909.060	Stirring propeller / 95 mm Stirring propeller with 3 wings for intensive stirring	