



843 Pump Station (peristáltica) - lavado /aspiración para Sample Processors

2.843.0150

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene dos bombas de manguera integradas, que se pueden activar directamente siguiendo las instrucciones de la bomba del Sample Processor. La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios para el vaciado automático de los contenedores de titración y se requiere la limpieza de los equipos de titración. El accesorio está diseñado para la utilización con los Sample Processors 814 y 815.

Partes/accesorios 2.843.0150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)

The 843 Pump Station (peristaltic) has two built-in peristaltic pumps. These can be controlled directly via the interface using remote signals or manually by pressing a button.



1 PCS

6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread

Aspiration tip for the Sample Processors.



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L

As rinsing or waste container in automated systems.



2 PCS

6.1621.100

Cap for 10-L container

Cap for 10-L container. For easy and safe transportation of filled containers.



4 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm

With light and kink protection



3 PCS

6.1805.420

FEP tubing / M6 / 48 cm

With light and kink protection



1 PCS

6.1805.510

PTFE tubing / M8 / 60 cm

With protection against kinks.



1 PCS

6.1808.170

Distributor for Sample Processors for rinsing and aspirating

Distributor for installation on Sample Processors for rinsing and aspirating when using externally connected pumps.



2 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



4 PCS

6.1820.050

M6 / Olive adapter

For 6.1826.100 pump tubing, to peristaltic pumps.



1 PCS

6.1826.100

Pump tubing 6.4 mm / 1 m

Replaces the pump tubing used with the 772 Pump Unit and the 843 Pump Station (peristaltic).



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple

For 6.1621.000 canister.



1 PCS

6.2141.300

Remote cable 843 Pump Station to Sample Processor

Remote cable for the direct connection of the 843 Pump Station to the pump connectors of the Sample Processors



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle

For the fine-spraying of the rinsing solution.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2740.030	Rinsing nozzle The rinsing solution is applied as a fine jet for the optimal removal of layers on the electrodes and titration accessories. For 6.5613.000 ECO titration equipment.	

