



dUnitrode con Pt1000

6.00200.300

Electrodo pH combinado digital para OMNIS con sensor de temperatura Pt1000 integrado. Es especialmente apto para:

- Medidas de pH y titulaciones en muestras difíciles, viscosas o alcalinas
- Medidas a temperatura elevada
- Para medidas a largo plazo

El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación.

Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación.

Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservación en Idrolyte.

Los dTrodes se pueden utilizar en OMNIS Titrator.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.02104.300 Electrode cable plug-in head Q / plug P, 0.55 m

Cable for connecting a dTrobe (plug-in head Q) to the digital measuring module from OMNIS.



6.02104.310 Electrode cable plug-in head Q / plug P, 1.5 m

Cable for connecting a dTrobe (plug-in head Q) to the digital measuring module from OMNIS.



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Electrolyte solution $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, (for Ag/AgCl reference systems)



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)

Idrolyte (for 6.0224.100 Electrode and Unitrode at $T > 80^\circ\text{C}$)



6.2323.000

Storage solution

Storage solution for all combined pH glass electrodes with reference electrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



6.2325.000

pHit kit

Maintenance kit for pH electrodes

The kit contains:

- 50 mL cleaning solution
- 50 mL 3M KCl solution
- 50 mL storage solution
- 2 Storage vessels
- Instructions for use



6.2325.100

Cleaning solution 3 x 50 mL

Reliable measuring results over long periods of time can be guaranteed only if the pH glass membrane and the diaphragm receive preventive and regular care. Cleaning by etching with toxic chemicals or applying mechanical treatment to the diaphragm is not only complicated and expensive, it also accelerates the ageing of the pH glass electrode.

The cleaning solution was developed for easy and gentle cleaning of pH glass electrodes. Regular use can considerably prolong their service life.



This cleaning solution is also part of the pHit kit.