



## Metrosep A Supp 19 - 100/4,0

6.01034.410

Excelentes propiedades de separación y alta capacidad: estas son las cualidades que distinguen claramente a la familia de productos Metrosep A Supp 19 de las demás integrantes de la cartera de columnas. Destaca por tener las mejores simetrías de picos y su gran selectividad, así como por su elevada estabilidad térmica, mecánica y química, lo que le confiere extrema robustez y resistencia ante presiones y flujos más altos.

La columna de separación de aniones más corta de la familia de productos Metrosep A Supp 19 es la versión de 100 mm, que resulta excepcionalmente adecuada para aplicaciones sencillas que requieren una capacidad analítica rápida y robusta. En caso de flujos elevados, los aniones estándar se pueden determinar fiablemente en menos de 7 minutos. Incluso con estos flujos más altos, se garantiza la separación entre el fluoruro y el pico de inyección. Los breves tiempos de elución permiten procesar un alto número de muestras, lo que es particularmente importante en laboratorios contratados y en análisis de rutina.

Otro ámbito de aplicación de la Metrosep A Supp 19 - 100/4,0 es la determinación de analitos que suelen eluirse muy tardíamente como, por ejemplo, el perclorato o el citrato. Gracias a los elevados flujos y los fuertes eluyentes, incluso tales analitos pueden determinarse en muy poco tiempo. Así todo el análisis puede llevarse a cabo con eficiencia y ahorro de tiempo.

### Partes/accesorios 6.01034.410

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

---

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



## Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

The Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 reliably protects the anion separation columns of the Metrosep A Supp 19 product family against contaminations from the sample or eluent and thus prolong their service life significantly. The guard columns and separation columns of the Metrosep A Supp 19 product family are made of PEEK and filled with the same material. This ensures that the chromatographic separating efficiency is not restricted in any way.

The "On Column Guard System" makes it possible to screw the guard column onto the anion separation column directly and conveniently. The economical price and simple handling make the Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 the ideal protection for the separation column.

