



Metrosep Organic Acids - 100/7,8

6.1005.210

La columna de separación de expulsión para la determinación de ácidos orgánicos y ácidos minerales más débiles. Su reducida capacidad en comparación con la Metrosep Organic Acids - 250/7,8 (6.1005.200) permite la rápida separación de los ácidos orgánicos. Esta columna es especialmente apropiada para concentraciones pequeñas y medianas en matrices de muestras sencillas.

Partes/accesorios 6.1005.210

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6
------------	----------------------------------

The Metrosep Organic Acids Guard/4.6 effectively removes contamination, thus protecting the analytical separation column.

