



Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La versión Microbore de Metrosep A Supp 5 - 150 destaca por sus excelentes propiedades de separación. El tamaño de partícula de 5 µm ayuda de manera decisiva a la eficacia de separación de esta columna. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 ofrece la combinación óptima de selectividad y capacidad con la que se pueden solucionar de forma segura incluso complejas tareas de separación en poco tiempo. Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 5 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. La versión de 150 mm de este tipo de columna se utiliza para aplicaciones universales con un bajo consumo de eluyentes.

Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

The Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is screwed directly onto the respective separation column with virtually no dead volume ("On Column Guard System"). The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 Guard/2.0 highly recommended.



The Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is connected directly onto the respective separation column via capillary connection. The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 S-Guard/2.0 highly recommended.

