



Super-Sep - 100/4,6

6.1009.000

Además de para el análisis de los aniones estándar sin supresión química, esta columna puede usarse para toda una serie de aplicaciones especiales. Con la columna CI para aniones Super-Sep - 100/4,6 pueden detectarse fosfatos con eluyentes alcalinos. Con el eluyente indicado es posible separar formiato, acetato y fluoruro. En general, se trata de una columna con muy buena eficacia de separación.

Partes/accesorios 6.1009.000

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper
For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.		



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1009.010	Super-Sep Guard/4.6
	For the protection of the Super-Sep - 100/4.6 analytic separation column

