



Metrosep Carb 2 - 100/4,0

6.1090.410

La columna CI Metrosep Carb 2 - 100/4,0 es particularmente apta para la determinación de carbohidratos empleando eluyentes alcalinos y la detección amperométrica por impulsos. El material de la columna de intercambio de aniones de alta capacidad ha sido realizado a base de un copolímero de estireno-divinilbenceno. Es estable dentro de la gama de pH = 0-14 y separa la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Además, también es apta para el análisis de algunos alcoholes de azúcar y oligosacáridos. En la versión de 100 mm de la columna de separación Metrosep Carb 2 se pueden alcanzar tiempos cortos de análisis.

Partes/accesorios 6.1090.410

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap column for the removal of borate contaminants from the eluent. The Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 is used mainly in carbohydrate analysis with hydroxide eluents.	 A cylindrical, beige-colored trap column with green end fittings. It has a label with technical specifications.
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0 Trap column for the removal of carbonate traces in hydroxide eluents.	 A cylindrical, beige-colored trap column with green end fittings. It has a label with technical specifications.
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4.0 The Metrosep Carb 2 Guard/4.0 effectively removes contamination, thus protecting the analytical separation column. The design of the guard column has been selected in such a way that its influence on the chromatographic separation can be ignored.	 A cylindrical, beige-colored guard column with green end fittings. It has a label with technical specifications.
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 The Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 effectively removes contaminations, thus protecting the analytical separation column. The design of the guard column has been selected in such a way that its influence on the chromatographic separation can be ignored.	 A cylindrical, beige-colored guard column with green end fittings. It has a label with technical specifications.