




Módulo de bipotenciostato de modo dual

MBA.S

El MBA.S es un módulo de bipotenciostato adicional que puede instalarse en un potenciostato /galvanostato MultiBA (MBA) Autolab añadiendo un electrodo de trabajo adicional al aparato MBA. En un solo aparato MBA se puede instalar un máximo de 5 módulos MBA.S con un módulo FRA32M.S.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
RRDE.AUPT.S	Rotating ring disk electrode, Gold disk Platinum ring
	The RRDE electrode tip consist of a 5 mm disc of gold with a concentric platinum ring at a distance of 375µm, leading to a theoretical collection efficiency of 24.9%.



The RRDE electrode tip consist of a 5 mm disc of Glassy Carbon with a concentric platinum ring at a distance of $375\mu\text{m}$, leading to a theoretical collection efficiency of 24.9%.

