





Solid Autosampler CIC (TEI)

2.0136.0620

Le Solid Autosampler CIC (TEI) est utilisé pour analyser de manière automatisée des échantillons solides par Combustion IC. Il peut être utilisé en combinaison avec les Boat Introduction Module (6.07311.010 ou 6.07311.020). Le rack d'échantillons pour matières solides n° 1 (6.07312.010) et un couvercle destiné au rack sont déjà inclus.

Contenu de la livraison 2.0136.0620

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.0136.0620	Solid Autosampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07312.010

Solid sample tray no. 1

Solid sample tray no. 1 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.07312.020 Solid sample tray no. 2

Solid sample tray no. 2 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.



6.07312.030 Solid sample tray no. 3

Solid sample tray no. 3 for the Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) for 20 positions.

