




## GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

Le GLS Sampler CIC (TEI) est utilisé pour analyser du gaz liquide ou des gaz en surpression par Combustion IC. Il peut être utilisé en combinaison avec le Liquid Introduction Module manuel ou bien automatisé du Combustion Oven (TEI).

### Contenu de la livraison 2.0136.0630

| Qt.   | Order no.   | Description           |
|-------|-------------|-----------------------|
| 1 PCS | 1.0136.0630 | GLS Sampler CIC (TEI) |



## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                            |
|-------------|----------------------------------------|
| 6.07314.010 | Needle for GLS Sampler CIC (TEI), pk=3 |

Replacement needle for sample injection with the GLS Sampler CIC (TEI).



---

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 6.07314.020 | Needle coupling for GLS Sampler CIC (TEI) |
|-------------|-------------------------------------------|

Coupling to connect the injection needle with the sample flow path of the GLS Sampler CIC (TEI).



---

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 6.07314.030 | Quick connect, Swagelok, for GLS Sampler CIC (TEI) |
|-------------|----------------------------------------------------|

Quick connect for sample cartridge for connection to the GLS Sampler CIC (TEI).



---

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 6.07314.040 | Hood for GLS Sampler CIC (TEI) |
|-------------|--------------------------------|

Acrylic glass cover for the GLS Sampler CIC (TEI) which can be connected to a fume cupboard.

