



Électrode à membrane de diffusion gazeuse selective de NH₃ (faible conc.)

6.0506.100

Électrode à membrane de diffusion gazeuse combinée selective d'ammoniac pour de faibles concentrations <10⁻² mol/L, par ex. :

- dans l'eau potable
- dans l'eau des chaudières
- dans l'eau minérale

Le module de la membrane complet se remplace facilement en cas de besoin. Il est testé individuellement et certifié.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1255.000

Replacement Kit for NH₃-selective Electrode 6.0506.100

Consisting of: replacement module (3 pieces), measuring electrolyte (50 mL)



6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F

For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).



6.2316.030

Inner filling solution to 6.0506.100 electrode

Measuring electrolyte for NH₃-selective electrode (50 mL)

