



Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La Metrosep A Supp 5 - 150 en version microbore se distingue par de très bonnes propriétés de séparation. La dimension des particules de 5 μm participe de manière décisive aux performances de séparation de cette colonne. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 offre une association optimale sélectivité-capacité grâce à laquelle même des tâches complexes de séparation peuvent être effectuées en toute sécurité en peu de temps. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 5 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. La version 150 mm de ce type de colonne permet des applications universelles à faible consommation d'éluant.

Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

The Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is screwed directly onto the respective separation column with virtually no dead volume ("On Column Guard System"). The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 Guard/2.0 highly recommended.



The Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is connected directly onto the respective separation column via capillary connection. The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 S-Guard/2.0 highly recommended.

