



Vision Air 2.0 Network Complete

6.6072.207

Vision Air - logiciel universel de spectroscopie.

Vision Air Network est une solution logicielle moderne et simple d'utilisation. La version réseau permet la mise en place d'un réseau client-serveur global doté d'une base de données centralisée.

Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'une commande intuitive et simple
- Gestion des données et des instruments centralisée
- Configuration et actualisation simples d'appareils multiples en quelques opérations

La version Vision Air Network Complete (66072207) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion globale des instruments et des données
- Application de développement de méthodes

- Application d'analyse de routine

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.6072.204 Vision Air 2.0 Server

The Vision Air Server version is required for one-time use for structuring a server-client network with Vision Air Network (order number: 6.6072.206).



6.6072.206 Vision Air 2.0 Network

Vision Air - Universal spectroscopy software

Vision Air Network is a modern and simple-to-operate software solution. The network version enables the structuring of a global server-client network with a central database.



Overview of the advantages of Vision Air:

- Individual software applications with adapted user interfaces ensure intuitive and simple operation
- Centralized data and instrument management
- Simple configuration and updating of several devices in just a few steps

The Vision Air Network version (66072206) contains the following applications:


- Application for instrument and data management
- Application for routine analysis

Select this version when you already have a software for method development (Vision, PLS_Toolbox or Unscrambler®).

6.6072.300

Pre-calibration for the lumber industry

Pre-calibration for the determination of the kappa number and density as well as breaking, tensile and buckling strength in wood pulp by means of NIR spectroscopy.



6.6072.301

Pre-calibration for the analysis of polyols

Pre-calibration for determination of the hydroxyl number in polyols by means of NIR spectroscopy.



6.6072.302

Pre-calibration for crude palm oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm oil.



6.6072.303

Pre-calibration for crude palm kernel oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in crude palm kernel oil.



6.6072.304 Pre-calibration for RBD palm oil analysis

Determination of iodine number, moisture, and free fatty acids in RBD palm oil



6.6072.305 Pre-calibration for diesel analysis

Determination of cetane index und cetane number, as well as density, cold filter plugging point, flash point and sulfur in diesel fuel.




6.6072.306 Pre-calibration for gasoline analysis

Determination of octane number, LCI, benzene, aromatic compounds, olefins, oxygen and density in gasoline.



6.6072.307 Pre-calibration for kerosine analysis

Determination of cetane index, aromatic compounds, density, flash point, hydrogen, viscosity and other parameters in kerosine.



Pre-calibration for determination of the NCO number in isocyanate using NIR spectroscopy.