



iUnitrode con Pt1000

6.0278.300

Elettrodo per pH combinato intelligente, con chip di memorizzazione integrato per i dati del sensore e sensore di temperatura Pt1000. Questo elettrodo è particolarmente indicato:

- per titolazioni e misure del pH in campioni difficili, viscosi o alcalini
- a temperatura elevata
- per misure a lungo termine

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco.

Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in una soluzione di conservazione.

In alternativa: elettrolita di riferimento per misure a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservazione in Idrolyte.

Gli elettrodi iTrode possono essere utilizzati con Titrando, Ti-Touch o con i misuratori 913/914.

Parti incluse 6.0278.300

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm

Sleeve with SGJ 14/12 mm, polyethylene.



1 PCS

6.2008.040

Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder. it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.854.0010	854 iConnect The 854 iConnect – Electrode cable and measuring amplifier for intelligent "iTrodes" electrodes (cable length 150 cm).	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Electrolyte solution $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, (for Ag/AgCl reference systems)	
6.2308.040	Idrolyte (250 mL) Idrolyte (for 6.0224.100 Electrode and Unitrode at $T > 80^\circ\text{C}$)	
6.2323.000	Storage solution Storage solution for all combined pH glass electrodes with reference electrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$	

6.2325.000

pHit kit

Maintenance kit for pH electrodes

The kit contains:

- 50 mL cleaning solution
- 50 mL 3M KCl solution
- 50 mL storage solution
- 2 Storage vessels
- Instructions for use



6.2325.100

Cleaning solution 3 x 50 mL

Reliable measuring results over long periods of time can be guaranteed only if the pH glass membrane and the diaphragm receive preventive and regular care. Cleaning by etching with toxic chemicals or applying mechanical treatment to the diaphragm is not only complicated and expensive, it also accelerates the ageing of the pH glass electrode.

The cleaning solution was developed for easy and gentle cleaning of pH glass electrodes. Regular use can considerably prolong their service life.



This cleaning solution is also part of the pHHit kit.
