



Elettrodo a foglio di platino doppio

6.0309.100

Elettrodo con stelo di vetro con due fogli di platino (0,15 x 8 x 8 mm) polarizzati per le titolazioni redox (titolazione bivoltammetrica). Questo elettrodo è perfetto per:

- Determinazione della vitamina C
- Determinazione coulometrica dell'azoto
- Indice di bromo
- Acido solforoso (SO_2) nel vino
- Tenore di ossigeno secondo il metodo di Winkler

Parti incluse 6.0309.100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2008.040

Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder, it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2104.020	<p>Electrode cable / 1 m / F</p> <p>For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).</p> 