



Elettrodo con membrana polimerica separato, Ca

6.0508.110

Elettrodo calcio-selettivo con membrana polimerica.

Questo elettrodo iono-selettivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Misure di ioni di Ca^{2+} ($5 \cdot 10^{-7}$ fino a 1 mol/L) in soluzioni acquose
- Misure di ioni in volumi di campioni molto piccoli (profondità di immersione minima 1 mm)
- Titolazioni (di ritorno) complessometriche (ad es. determinazione della durezza dell'acqua)

Grazie allo stelo di plastica in PVC robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico.

Parti incluse 6.0508.110

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm

Sleeve with SGJ 14/12 mm, polyethylene.



1 PCS

6.2008.040

Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder. it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.0750.100	LL ISE reference electrode Silver / silver chloride reference electrode with double junction system. This reference electrode is well suited for: • automated applications • ion measurements • surfactant titrations The ground-joint diaphragm, which is insensitive to contamination, offers a constant and reproducible electrolyte outflow. Additionally, the reference electrolyte is gelified for even better signal stability. The sensor is delivered with $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ as bridge electrolyte, which can be freely selected and exchanged as needed.	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F For connecting electrodes with Metrohm plug-in head G to Metrohm instruments (socket F).	