



Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La versione Microbore della Metrosep A Supp 5 - 150 si contraddistingue per le eccellenti proprietà di separazione. La dimensione delle particelle di 5 µg contribuisce decisamente alla prestazione di separazione di questa colonna. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 offre una combinazione ottimale di selettività e capacità con cui è possibile risolvere compiti di separazione complessi in breve tempo. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 5 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. La versione da 150 mm di questo tipo di colonna viene impiegata per applicazioni universali con basso utilizzo di eluente.

Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

The Metrosep A Supp 5 Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is screwed directly onto the respective separation column with virtually no dead volume ("On Column Guard System"). The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 Guard/2.0 highly recommended.



The Metrosep A Supp 5 S-Guard/2.0 reliably protects the 2 mm versions of the Metrosep A Supp 5 and Metrosep A Supp 7 IC anion columns against contamination from the sample or eluent.

It contains the same separation material as the Metrosep A Supp 5, is also made of PEEK, and is connected directly onto the respective separation column via capillary connection. The guard column prolongs the service life of the analytical column, with practically no influence on its chromatographic separating efficiency. The economical price and simple handling make using the A Supp 5 S-Guard/2.0 highly recommended.

